

Kungen patients

Mål

- Samla alla 52 kort på fyra svithögar från ess till kung i samma färg

Förberedelser

- En vanlig lek med 52 kort för en person utan talong
- Åtta öppna kaskader där fyra har sju kort och fyra har sex kort
- Fyra tomma fria rutor till vänster
- Fyra tomma svithögar till höger

Så spelar ni

1 Dela ut leken

- Lägg alla kort synliga i åtta kaskader så att hela leken syns från start.

2 Bygg nedåt i växlande färg

- Lägg arbetshögarna nedåt så att rött möter svart från kung till ess.

3 Använd fria rutor

- Lägg högst ett kort per fri ruta och flytta det vidare till stapel eller svithög.

4 Fyll tom stapel

- Fyll en tom stapel med valfritt fritt kort i basformen.

5 Bygg svithögar

- Starta varje svithög med ess och bygg vidare i samma färg till kung.

6 Flytta följder

- Flytta ett kort i taget som grund. En följd som skulle kunna flyttas ett kort i taget via tomma rutor får flyttas som enhet och fyra tomma rutor ger fem kort.

När given är löst

- Ingen poäng räknas och nästan alla givar går att lösa med rätt strategi

När är given slut

- Given är slut när alla 52 kort ligger på svithögarna från ess till kung i varje färg

Kungen patiens

Varianter

Varianter att hålla isär:

- Bakers Game har samma layout men bygger arbetshögar i samma färg
- Relaxed FreeCell tar bort gränsen för hur lång följd som får flyttas
- Krav på kung i tom stapel hör till varianter som ForeCell och är fel i basformen

Kungen i korthet.

Term	Vad det betyder
Byggstapel	Åtta synliga högar, fyra med sju kort och fyra med sex
Fria rutor	Fyra luckor som tar ett kort i taget
Svithög	Grundhög från ess till kung i samma färg
Tom stapel	Vilket fritt kort som helst i basformen
Följdflytt	Ett kort i taget, eller följd via tomma rutor
Vinst	Alla 52 kort på svithögarna